



CELLULABATE

CLB-M1310

1 MHz, 3 MHz, 10 MHz와 두 종류의 핸드피스를 갖춘 초음파 바디 케어 시스템입니다.

제품 분류

피부미용기기

상세 정보

제품 특징 · 구성 · 사양

제품 구성과 특징

CELLULABATE는 연속·펄스·믹스 펄스 모드를 제공합니다. 8개 기본 프로그램과 Individual 모드에서 관리 목적에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다.

두 종류의 핸드피스

1 & 3 MHz, 3 & 10 MHz 핸드피스를 프로그램에 따라 개별 또는 순차 사용합니다.

세 가지 작동 모드

Continuous, Pulse, Mix Pulse 모드에서 펄스 지속 시간과 간격을 조정합니다.

직관적인 프로그램 선택

10.1인치 터치 LCD에서 8개 기본 프로그램과 Individual 모드를 선택합니다.

제품 이미지와 주요 사양



SPECIFICATIONS

제품명	CELLULABATE
모델명	CLB-M1310
적용 기술	Dual Frequency Ultrasound
화면	10.1인치 Touch LCD
작동 모드	Continuous / Pulse / Mix Pulse
프로그램	8 Preset Modes + Individual
핸드피스	1 & 3 MHz / 3 & 10 MHz
주파수	1 MHz / 3 MHz / 10 MHz
BOOST 모드	지원
전원	AC 100~240 V, 50/60 Hz
최대 소비전력	120 W Max
본체 크기 (W × D × H)	350 × 360 × 245 mm

제품 구성과 공급 사양은 주문 전 담당자에게 확인해 주세요.

장비 도입과 사용 안내

제품 교육

전용 핸드피스, 프로그램 설정과 사용법을 확인합니다.

[교육 안내](#) 

제품 인증

모델별 적합성 문서와 회사 품질경영시스템 안내

[인증 안내](#) 

기기등록과 지원

구매한 장비를 등록하고 사용 중 문의를 남깁니다.

[등록 안내](#) 

장비의 구체적인 적용과 설정은 제품별 매뉴얼 및 교육 내용을 따릅니다.