



DUALMIRACLE

DI-15K310M

3 MHz와 10 MHz 초음파를 교대로 사용하는 전문가용 케어 디바이스입니다.

제품 분류

피부미용기기

상세 정보

제품 특징 · 구성 · 사양

제품 구성과 특징

DUALMIRACLE은 3 MHz와 10 MHz 초음파를 조합합니다.
제품 소개서의 초음파 프로그램을 중심으로 장비 구성과 작동
방식을 안내합니다.

교대 초음파

제품 소개서에는 3 MHz 3 ms와 10 MHz 7 ms의 교대 구동 방식이 제시되어 있습니다.

초음파 출력 측정

초음파 파워미터로 출력 에너지를 측정하고 주파수별로 조정하는 과정을 소개합니다.

장비와 프로그램 교육

사용 목적에 맞는 프로그램 선택과 전용 핸드피스의 사용 방법을 안내합니다.

제품 이미지와 주요 사양



SPECIFICATIONS

제품명	DUALMIRACLE
모델명	DI-15K310M
적용 주파수	3 MHz / 10 MHz
초음파 핸드피스	Dual ultrasound 3 / 10 MHz
확인 문서	KC 적합등록 · CE 문서

제품 구성과 공급 사양은 주문 전 담당자에게 확인해 주세요.

장비 도입과 사용 안내

제품 교육

전용 핸드피스, 프로그램 설정과 사용법을 확인합니다.

[교육 안내](#) ↗

제품 인증

모델별 적합성 문서와 회사 품질경영시스템 안내

[인증 안내](#) ↗

기기등록과 지원

구매한 장비를 등록하고 사용 중 문의를 남깁니다.

[등록 안내](#) ↗

장비의 구체적인 적용과 설정은 제품별 매뉴얼 및 교육 내용을 따릅니다.