



RE:GENE

Exosome Ice Gel Mask

얼굴과 목을 함께 감싸는 3중 구조의 아이스 겔 시트 마스크입니다.

제품 분류	전문 화장품
상세 정보	제품 특징 · 구성 · 사양

제품 구성과 특징

RE:GENE는 쌀 유래 PDRN, 히알루론산 복합체, 병풀 리포솜과 시카 엑소솜을 소개하는 아이스 겔 마스크입니다. 피부에 밀착시키고 떼어낸 뒤 남은 에센스를 가볍게 흡수시킵니다.

얼굴과 목을 함께

Face + Neck 형태로 얼굴부터 목까지 한 장으로 관리합니다.

아이스 겔 시트

3중 구조의 겔 시트가 에센스를 머금고 피부에 밀착됩니다.

패키지 안내 확인

전성분과 사용 시 주의사항은 실제 구매 제품의 표시사항을 확인해 주세요.

제품 이미지와 주요 사양



SPECIFICATIONS

제품명	RE:GENE
제품 유형	아이스 겔 시트 마스크
구성	1 Sheet / 40 ml
사용 부위	얼굴 + 목
시트 구조	3중 구조 아이스 겔
사용 시간	약 15-20분

제품 구성과 공급 사양은 주문 전 담당자에게 확인해 주세요.

사용 방법

- 01

피부 정돈

세안 후 화장수로 피부결을 정돈합니다.
- 02

시트 밀착

시트를 꺼내 얼굴 전체에 고르게 밀착시킵니다.
- 03

마무리

약 15-20분 후 마스크를 제거하고 남은 에센스를 가볍게 두드려 흡수시킵니다.

눈 주위를 피해 사용하고 개봉 후에는 바로 사용하세요. 사용법과 주의사항은 제품 패키지를 확인해 주세요.